

ROTARY INSTRUMENTS


DENTAL CATALOG



ОГЛАВЛЕНИЕ


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ, УПАКОВКИ И ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА	4
МНОГОСЛОЙНЫЕ АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	9
Алмазные Инструменты Z-Rex	13
Алмазные Инструменты Topspin 2000	14
Многослойные Алмазные Инструменты	17
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ	41
Speedster	43
Боры для препарирования, 6-8 граней	45
Боры для корректировки и предварительной полировки, 12 граней	49
Боры для окончательной полировки, 30 граней	51
Боры для тонкой полировки с рассеченной режущей кромкой	52
Боры для создания эндодоступа	53
НАБОРЫ	56
Наборы для препарирования	57
Наборы для разрезания	62
Наборы для финишной обработки	63
Наборы для полировки	64
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БОРОВ РАЗНОЙ ФОРМЫ	66

ISO номер



	A	B	C	D	E
ISO номер	1–3	4–6	7–9	10–12	13–15
Пример	801	314	001	524	016
Описание	Материал рабочей части	Тип хвостовика	Форма головки	Алмазные/Полировка: Размер зерна Твердосплавные: Тип лезвия	Наибольший диаметр раб. части (в 1/10 мм)

Типы хвостовиков (ISO)




Ø в мм	2.35	2.35	2.35	2.35	1.60	1.60	1.60	1.60
Длина в мм*	44.5	22	26	34	16.5	19	21	25
ISO номер	104	204	205	206	313	314	315	316
Описание	Под прямой наконечник	Под угловой наконечник	Под угловой наконечник удлиненный	Под угловой наконечник, экстра длинный	Под турбинный стандарт, короткий	Под турбинный стандарт	Под турбинный стандарт, длинный	Под турбинный стандарт, экстра длинный

* Общая длина инструментов может варьироваться в зависимости от типа конструкции.

Многослойные алмазные инструменты

1 **G846R Конус с закругленными краями**



5	ISO Ø 1/10 mm	016
6	Head L in mm	6

7	FG/ISO 314	
8	ML	REF 200315AA
	F	REF 200314AA

9

- 1 Код раб. части, описание
- 2 Показания к применению
- 3 ISO номер
- 4 Иллюстрация
- 5 Наибольший Ø рабочей части
- 6 Длина
- 7 Тип хвостовика

8 Абразивность

MLX		150 µm*
ML		105 µm*
F		40 µm*
XF		25 µm*
UF		15 µm*
UF		8 µm*
Topspin		150 µm*

Размер зерна Z-Rex

C		105 - 149 µm
M		88 - 105 µm

9 Пожалуйста, используйте этот номер для примера при заказе.

* Среднее значение

Твердосплавные боры

- 1 C21L Длинный цилиндр
- 2

3

4

ISO 500 ...137 008...

5	ISO Ø 1/10 mm	010
6	Head L in mm	4
7	US No.	1557G
8	FG/ISO 314	
9	5 pcs	REF 237013AA

10

- 1 Код раб. части, описание
- 2 Показания к применению
- 3 ISO номер
- 4 Иллюстрация
- 5 Наибольший Ø Рабочей части
- 6 Длина раб. части
- 7 US. Номер
- 8 Тип хвостовика
- 9 Боров в упаковке
- 10 Пожалуйста, используйте этот номер для примера при заказе.

Полировка

- 1 Step1 Comprepul Plus
- 2

3

4

ISO 658 204 243 523 ...

ISO 658 204 243 523 ...

5	ISO Ø 1/10 mm	040	140
6	Head L in mm	10	1.6
7	Polisher type	2303RA	23SG14RA
8	RA/ISO 204		
9	50 pcs	REF 230293AA	60019878
	10 pcs	REF 230294AA	


10

- 1 Шаг полировочной системы
- 2 Название
- 3 ISO номер
- 4 Иллюстрация
- 5 Наибольший Ø рабочей части
- 6 Длина раб. части
- 7 Маркировка полира
- 8 Тип хвостовика
- 9 Полировочный головок в упаковке
- 10 Пожалуйста, используйте этот номер для примера при заказе.

Kits

¹ **250073AA Professional Micro Kit** ²

selected by Prof. Dr. I. Krejci



5	Head shape	889M	838M	801M	C1
	ISO Ø 1/10 mm	007	007	009	006
6	Head L in mm	2.4	2.4	0.6	
7	Kit content	1	1	1	1
8	REF Refills / Grit size, Blades	200977AA	200976AA	200975AA	235148AA/ 6-8

11

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Пожалуйста, используйте этот номер для примера при заказе. | 7 | Боров в наборе |
| 2 | Название набора | 8 | Артикул отдельных инструментов |
| 3 | Иллюстрация | 9 | ISO номер |
| 4 | Код раб. части | 10 | Иллюстрация 1:1 |
| 5 | Наибольший Ø рабочей части | 11 | Алмазные: зернистость
Твердосплавные: Тип лезвия |
| 6 | Длина раб. части | | |

xxxxxxAA	MLX	150 μ m
xxxxxxAA	ML	105 μ m
xxxxxxAA	F	40 μ m
xxxxxxAA	XF	25 μ m
xxxxxxAA	UF	15 μ m
xxxxxxAA	UF	8 μ m
xxxxxxAA	Topspin	150 μ m
xxxxxxAA/6-8	Blades	6-8

Размер зерна Z-Rex

xxxxxxx	C	105-149 μm
xxxxxxx	M	88-105 μm

Графические символы *

Графические символы указывают на конкретное использование инструментов.



Подготовка полости



Работа с пломбами



Разрезание коронки



Root planing



Удаление старых пломб



Припарирование коронки

* Источник: Стоматология - Графические символы для стоматологических инструментов (ISO 21531).

Твердосплавные боры

Стандартные твердосплавные



Кол-во в уп.

5

Твердосплавные с хвостовиком RA



Кол-во в уп.

5

Твердосплавные с хвостовиком FGXL



Кол-во в уп.

1



DIATECH® Z-Rex

Алмазные инструменты DIATECH Z-Rex упрощают адаптацию, корректировку или удаление высокопрочных керамических реставраций. Уникальная композиция синтетических алмазов обеспечивает исключительное сочетание долговечности и эффективности, в то время как революционная система фиксации абразива ERA снижает потерю частиц алмазного абразива. Алмазные инструменты DIATECH Z-Rex сокращают время процедуры удаления циркониевой коронки или мостовидного протеза.

DIATECH® Topspin 2000

Алмазные инструменты DIATECH Topspin 2000 обладают эффектом охлаждения, обеспечиваемым спиралевидным расположением частиц алмазного абразива.

Высокий стандарт качества DIATECH Topspin 2000 обеспечивается 100% оптическим контролем качества.

DIATECH® Многослойные Алмазные Инструменты

Алмазные инструменты DIATECH обладают увеличенным сроком службы благодаря многослойному алмазному покрытию.

Алмазные инструменты DIATECH обладают равномерным алмазным покрытием в несколько слоев. Таким образом, новые алмазные частицы с острыми краями будут постоянно обновляться во время процедуры применения по мере износа внешнего слоя.

NO. НАЗВАНИЕ

АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Z-REX

ZR801	Round	13
ZR379	Egg	13
ZR862	Flame	13
ZR863	Flame	13
ZR850	Round End Taper	13
ZR856	Round End Taper	13
ZR881	Round End Cylinder	13

АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ TOPSPIN 2000

G811	Occlusal Reduction/Barrel	14
G836	Cylinder	14
G837	Cylinder	14
G847	Flat End Taper	14
G848	Flat End Taper	14
G850	Round End Taper	14
G856	Round End Taper	15
G856L	Round End Taper long	15
G878K	Tapered Torpedo	15
G879	Torpedo	15
G879K	Tapered Torpedo	15
G881	Round End Cylinder	16
G882	Round End Cylinder	16
G886	Beveled Cylinder	16
G379	Egg	16

NO. НАЗВАНИЕ

МНОГОСЛОЙНЫЕ АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

G801	Round	17
G802	Round with Collar	18
G805	Inverted Cone	18
G806	Inverted Cone with Collar	18
G807	Inverted Cone	19
G811	Occlusal Reduction/Barrel	19
G813	Diabolo	19
G818	Wheel	19
G828	Wheel	19
G830	Pear	20
G830L	Pear Long	20
G834	Depth Marker	21
G835	Cylinder	21
G835R	Rounded Edge Cylinder	21
G836	Cylinder	21
G836R	Rounded Edge Cylinder	22
G837	Cylinder	22
G837R	Rounded Edge Cylinder	22
G838	Round End Cylinder	22
G839	End Cutting Cylinder	23
G842	Cylinder	23
G845	Flat End Taper	23
G845R	Rounded Edge Taper	23
G846	Flat End Taper	24
G846R	Rounded Edge Taper	24
G847	Flat End Taper	24
G847R	Rounded Edge Taper	24
G848	Flat End Taper	25
G848L	Flat End Taper Long	25
G848R	Rounded Edge Taper	25
G849	Round End Taper	25

NO. НАЗВАНИЕ
NO. НАЗВАНИЕ

G850	Round End Taper	26
G850L	Round End Taper Long	26
G850N	Round End Taper Narrow	26
G851	Round End Taper with Safe End	26
G852	Needle	27
G853	Needle	27
G855	Round End Taper	27
G856	Round End Taper	28
G856L	Round End Taper Long	29
G856XL	Round End Taper Extra Long	29
G856N	Round End Taper Long Narrow	29
G858	Needle	29
G859	Needle	30
G860	Flame	30
G862	Flame	31
G863	Flame	31
G864	Flame	31
G868	Round End Taper	31
G873	Pointed End Taper	31
G874	Torpedo	32
G876	Torpedo	32
G877	Torpedo	32
G877K	Tapered Torpedo	32
G878	Torpedo	33
G878K	Tapered Torpedo	33
G879	Torpedo	34
G879K	Tapered Torpedo	34
G880	Round End Cylinder	34
G881	Round End Cylinder	34

G882	Round End Cylinder	35
G884	Beveled Cylinder	35
G885	Beveled Cylinder	35
G886	Beveled Cylinder	35
G886K	Beveled Taper	35
G889	Flame	35
G893	Round End Taper	36
G893L	Round End Taper Long	36
G898	Tapered Torpedo	36
G899	Occlusal Reduction	36
G905	Acorn	36
G909	Wheel	37
G368	Bud	37
G368L	Bud Long	38
G379	Egg	38
G390	Grenade	38
G392	Interproximal	38
G6051	Cylinder	39
G6052	Cylinder	39
G6053	Cylinder	39
G6054	Taper	39
G6055	Taper	39
G6056	Taper	39
G801M	Round	40
G838M	Round End Cylinder	40
G889M	Flame	40
G856P	Round End Taper with Pin	40
G878KP	Tapered Torpedo with Pin	40

АЛМАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦИРКОНИЯ
И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ

DIATECH® 

DIATECH® Z-Rex

Приручая первобытную силу

- Запатентованная система фиксации ERA
- Уменьшение потери частиц абразива
- Исключительное сочетание прочности и эффективности
- Сокращение времени процедуры
- 2 типа зернистость
- Индивидуальная упаковка в блистерах




info.ch@coltene.com | www.coltene.com

 COLTENE

* pat. EP 3 266 406

Создание эндодоступа

ZR801 Round



ISO Ø 1/10 mm	012	014	018
Head L in mm			

FG/ISO 314

M	REF	60022023	60022024	60022025
---	-----	----------	----------	----------

Корректировка коронок

ZR379 Egg



ISO Ø 1/10 mm	023
Head L in mm	5

FG/ISO 314

M	REF	60022022
---	-----	----------

ZR862 Flame



ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	8

FG/ISO 314

M	REF	60022029
---	-----	----------

ZR863 Flame




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	10

FG/ISO 314

M	REF	60022030
---	-----	----------

Разрезание коронок

ZR850 Round End Taper




ISO Ø 1/10 mm	016	018
Head L in mm	10	10

FG/ISO 314

M	REF	60022026	60022027
---	-----	----------	----------

ZR856 Round End Taper




ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	8

FG/ISO 314

M	REF	60022028
---	-----	----------

ZR881 Round End Cylinder



ISO Ø 1/10 mm	014	016
Head L in mm	8	8

FG/ISO 314

C	REF		60022032
M	REF	60022031	

G811 Occlusal Reduction/Barrel



ISO 806...038...033

ISO Ø 1/10 mm	033
Head L in mm	5

FG/ISO 314

MLX	REF	205007AA
-----	-----	----------

G836 Cylinder



ISO 806...110...014

ISO 806...110...016


ISO 806...110...018

ISO Ø 1/10 mm	014	016	018
Head L in mm	6	6	6

FG/ISO 314

MLX	REF	205008AA	205009AA	205010AA
-----	-----	----------	----------	----------

G837 Cylinder



ISO 806...111...014

ISO 806...111...016

ISO Ø 1/10 mm	014	016
Head L in mm	8	8

FG/ISO 314

MLX	REF	205013AA	205014AA
-----	-----	----------	----------

G847 Flat End Taper



ISO 806...172...016

ISO 806...172...018

ISO Ø 1/10 mm	016	018
Head L in mm	8	8

FG/ISO 314

MLX	REF	205021AA	205023AA
-----	-----	----------	----------

G848 Flat End Taper



ISO 806...173...016

ISO 806...173...018

ISO 806...173...023

ISO Ø 1/10 mm	016	018	023
Head L in mm	10	10	10

FG/ISO 314

MLX	REF	205027AA	205029AA	205031AA
-----	-----	----------	----------	----------

G850 Round End Taper



ISO 806...199...014

ISO 806...199...016

ISO 806...199...018

ISO 806...198...018

ISO Ø 1/10 mm	014	016	018	018
Head L in mm	10	10	10	8

FG/ISO 314

MLX	REF	205033AA	205035AA	205037AA	205039AA
-----	-----	----------	----------	----------	----------

G856 Round End Taper



	ISO 806...198..018				
ISO Ø 1/10 mm	018	018	021	025	
Head L in mm	8	9	9	7	

FG/ISO 314

MLX	REF	205052AA	205053AA	205055AA	205057AA
-----	-----	----------	----------	----------	----------

G856L Round End Taper Long



	ISO 806...199..016	
ISO Ø 1/10 mm	016	018
Head L in mm	10	11

FG/ISO 314

MLX	REF	205059AA	205060AA
-----	-----	----------	----------

G878K Tapered Torpedo



	ISO 806...298..014		
ISO Ø 1/10 mm	014	018	021
Head L in mm	8	8	8

FG/ISO 314

MLX	REF	205078AA	205082AA	205084AA
-----	-----	----------	----------	----------

G879 Torpedo



	ISO 806...290..014
ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	10

FG/ISO 314

MLX	REF	205085AA
-----	-----	----------

G879K Tapered Torpedo



	ISO 806...299...014			
ISO Ø 1/10 mm	014	016	018	021
Head L in mm	10	10	10	10

FG/ISO 314

MLX	REF	205088AA	205089AA	205091AA	205092AA
-----	-----	----------	----------	----------	----------

G881 Round End Cylinder



ISO Ø 1/10 mm	014	016
Head L in mm	8	8

FG/ISO 314

MLX	REF	205094AA	205095AA
-----	-----	----------	----------

G882 Round End Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	10

FG/ISO 314

MLX	REF	205096AA
-----	-----	----------

G886 Beveled Cylinder



ISO Ø 1/10 mm	014	016
Head L in mm	10	10

FG/ISO 314

MLX	REF	205102AA	205103AA
-----	-----	----------	----------

G379 Egg




ISO Ø 1/10 mm	023
Head L in mm	5

FG/ISO 314

MLX	REF	205005AA
-----	-----	----------

G801 Round



	ISO 806...001...009		ISO 806...001...010		ISO 806...001...012		ISO 806...001...014		ISO 806...001...016		ISO 806...001...018		ISO 806...001...020		ISO 806...001...023		ISO 806...001...027		ISO 806...001...033	
ISO Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	020	023	027	033										

FG/ISO 314

MLX	REF						200090AA		200097AA		
ML	REF	200077AA	200079AA	200081AA	200083AA	200086AA	200089AA	200094AA	200096AA	200100AA	200101AA
F	REF		200078AA				200088AA		200095AA		
XF	REF					200087AA	200092AA		200099AA		
UF	REF						200091AA		200098AA		

FGSS/ISO 313

ML	REF		200072AA		200074AA		200076AA				
----	-----	--	----------	--	----------	--	----------	--	--	--	--


FGL/ISO 315

MLX	REF					200758AA					
ML	REF				200808AA						

FGXL/ISO 316

MLX	REF			200979AA	200981AA	200983AA	200985AA	200987AA			
ML	REF			200978AA	200980AA	200982AA	200984AA	200986AA			
F	REF	200792AA									

G802 Round with Collar



ISO Ø 1/10 mm	009	012	014	016	018
Head L in mm	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

FG/ISO 314

ML	REF	200103AA	200105AA	200106AA	200108AA	200109AA
----	-----	----------	----------	----------	----------	----------

G805 Inverted Cone



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	023
Head L in mm	0.8	0.9	1.4	1.4	1.6	2.1


FG/ISO 314

ML	REF	200111AA	200112AA	200113AA	200115AA	200116AA	200117AA
----	-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FGSS/ISO 313

ML	REF	200110AA					
----	-----	----------	--	--	--	--	--

G806 Inverted Cone with Collar



ISO Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016
Head L in mm	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5

FG/ISO 314

ML	REF	200120AA	200121AA	200122AA	200123AA	200124AA
----	-----	----------	----------	----------	----------	----------

G807 Inverted Cone




ISO Ø 1/10 mm	010	012	016	018
Head L in mm	3.5	3.5	4	5

FG/ISO 314

ML	REF	200126AA	200127AA	200130AA	200131AA
----	-----	----------	----------	----------	----------

G811 Occlusal Reduction/Barrel




ISO Ø 1/10 mm	031	033	037	048
Head L in mm	4.2	5	7	8

FG/ISO 314

MLX	REF		200136AA		
ML	REF	200134AA	200135AA	200137AA	200138AA

G813 Diabolo




ISO Ø 1/10 mm	010	014	018
Head L in mm	1.5	1.5	2

FG/ISO 314

ML	REF	200140AA	200141AA	200143AA
----	-----	----------	----------	----------

G818 Wheel




ISO Ø 1/10 mm	025
Head L in mm	0.7

FG/ISO 314

ML	REF	200145AA
----	-----	----------

D (Глубина)	0.7 mm
-------------	--------

G828 Wheel




ISO Ø 1/10 mm	022	026	030
Head L in mm	1	1	1

FG/ISO 314

ML	REF	200798AA	200799AA	200797AA
----	-----	----------	----------	----------

D (Глубина)	0.3 mm	0.5 mm	0.7 mm
-------------	--------	--------	--------

G830 Pear



ISO Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016
Head L in mm	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7


FG/ISO 314

ML	REF	200158AA	200160AA	200162AA	200165AA	200168AA
F	REF			200161AA	200164AA	200167AA
XF	REF				200166AA	

FGSS/ISO 313

ML	REF		200154AA			
----	-----	--	----------	--	--	--

G830L Pear Long



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	020	026
Head L in mm	4	4	5	5	5	5	7

FG/ISO 314

MLX	REF			200181AA	200184AA		200188AA	
ML	REF	200174AA	200177AA	200180AA	200183AA	200186AA	200187AA	200189AA
F	REF		200176AA					
XF	REF		200179AA	200182AA				

FGXL/ISO 316

F	REF	200793AA						
---	-----	----------	--	--	--	--	--	--

G834 Depth Marker



ISO 806...552...016

ISO 806...552...021


ISO Ø 1/10 mm	016	021
Head L in mm	6.8	6.8

FG/ISO 314

ML	REF	200190AA	200191AA
----	-----	----------	----------

D (Глубина)	0.3 mm	0.5 mm
-------------	--------	--------

G835 Cylinder



ISO 806...108...008

ISO 806...108...009

ISO 806...109...010

ISO 806...109...012

ISO 806...109...014

ISO 806...109...016

ISO Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016
Head L in mm	3	3	4	4	4	4


FG/ISO 314

MLX	REF				200211AA	
ML	REF	200198AA	200201AA	200203AA	200206AA	200210AA
						200212AA

FGSS/ISO 313

ML	REF	200192AA		200194AA	200195AA	
----	-----	----------	--	----------	----------	--

G835R Rounded Edge Cylinder



ISO 806...156...008

ISO 806...156...010

ISO 806...156...012

ISO 806...156...014

ISO Ø 1/10 mm	008	010	012	014
Head L in mm	3	4	4	4


FG/ISO 314

ML	REF	200217AA	200219AA	200221AA	200223AA
F	REF	200216AA	200218AA	200220AA	200222AA

FGSS/ISO 313

ML	REF		200213AA		
----	-----	--	----------	--	--

G836 Cylinder



ISO 806...110...012

ISO 806...110...014

ISO 806...110...016


ISO 806...110...018

ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018
Head L in mm	6	6	6	6

FG/ISO 314

MLX	REF		200228AA	200230AA	200232AA
ML	REF	200226AA	200227AA	200229AA	200231AA

G836R Rounded Edge Cylinder



ISO Ø 1/10 mm	008	010	012	014
Head L in mm	6	6	6	6


FG/ISO 314

ML	REF	200237AA	200239AA	200241AA	200243AA
F	REF	200236AA	200238AA	200240AA	200242AA

FGSS/ISO 313

ML	REF		200234AA	
----	-----	--	----------	--

G837R Rounded Edge Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	012	014
Head L in mm	8	8

FG/ISO 314

ML	REF	200265AA	200267AA
F	REF	200264AA	200266AA

G837 Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	012	012	014	016	018
Head L in mm	7	8	8	8	8

FG/ISO 314

MLX	REF			200255AA	200258AA	200260AA
ML	REF	200250AA	200252AA	200254AA	200257AA	200259AA
F	REF	200249AA	200251AA			

G838 Round End Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	009	010	012	014
Head L in mm	3	4	4	4

FG/ISO 314

ML	REF	200272AA	200273AA	200275AA	200276AA
----	-----	----------	----------	----------	----------

G839 End Cutting Cylinder



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014
Head L in mm			

FG/ISO 314

ML	REF	200278AA	200280AA	200282AA
F	REF		200279AA	

G845R Rounded Edge Taper




ISO Ø 1/10 mm	016	025
Head L in mm	4	4

FG/ISO 314

ML	REF	200297AA	200819AA
F	REF	200296AA	200820AA

G842 Cylinder



ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	12

FG/ISO 314

ML	REF	200284AA
F	REF	200283AA

G845 Flat End Taper



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	023
Head L in mm	4	4	4	4	5

FG/ISO 314

MLX	REF				200294AA	
ML	REF	200288AA	200290AA	200291AA	200293AA	200295AA
F	REF		200289AA		200292AA	

FGSS/ISO 313

ML	REF	200285AA	200286AA			
----	-----	----------	----------	--	--	--

G846 Flat End Taper



	ISO 806...171...012		ISO 806...171...014		ISO 806...171...016		ISO 806...171...016		ISO 806...171...018		ISO 806...171...023	
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	016	018	023						
Head L in mm	6	6	6	7	7	7						

FG/ISO 314

MLX	REF				200309AA		
ML	REF	200304AA	200305AA	200306AA	200308AA	200311AA	200313AA

FGSS/ISO 313

ML	REF				200300AA		200303AA
----	-----	--	--	--	----------	--	----------

G846R Rounded Edge Taper



	ISO 806...545...016	
ISO Ø 1/10 mm	016	
Head L in mm	6	

FG/ISO 314

ML	REF	200315AA
F	REF	200314AA

G847 Flat End Taper



	ISO 806...172...012		ISO 806...172...014		ISO 806...172...016		ISO 806...172...018		ISO 806...172...025		ISO 806...172...028	
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	025	028						
Head L in mm	8	8	8	8	8	8						

FG/ISO 314

MLX	REF		200327AA	200330AA	200333AA	200335AA	
ML	REF	200324AA	200326AA	200329AA	200332AA	200334AA	200336AA
F	REF		200325AA	200328AA			

FGSS/ISO 313

ML	REF		200317AA				
----	-----	--	----------	--	--	--	--

G847R Rounded Edge Taper




	ISO 806...546...016		ISO 806...546...018	
ISO Ø 1/10 mm	016	018		
Head L in mm	8	8		

FG/ISO 314

ML	REF	200338AA	200760AA
F	REF	200337AA	200759AA

G848 Flat End Taper




ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	023	031
Head L in mm	10	10	10	10	10	10

FG/ISO 314

MLX	REF		200345AA	200348AA	200351AA	200355AA	200358AA
ML	REF	200342AA	200344AA	200347AA	200350AA	200354AA	200357AA
F	REF		200343AA	200346AA			

G848L Flat End Taper Long




ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	12

FG/ISO 314

ML	REF	200360AA
----	-----	----------

G848R Rounded Edge Taper




ISO Ø 1/10 mm	016
Head L in mm	10

FG/ISO 314

ML	REF	200762AA
F	REF	200761AA

G849 Round End Taper



ISO Ø 1/10 mm	009	012	016	025
Head L in mm	4	4	4	4

FG/ISO 314

MLX	REF				200366AA
ML	REF	200362AA	200363AA	200364AA	200365AA

G850 Round End Taper



	ISO 806...199...012		ISO 806...199...014		ISO 806...199...016		ISO 806...199...018		ISO 806...198...018		ISO 806...199...023	
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	018	023						
Head L in mm	10	10	10	10	8	10						

FG/ISO 314

MLX	REF			200376AA	200379AA	200382AA	
ML	REF	200372AA	200374AA	200375AA	200378AA	200381AA	200383AA
F	REF	200371AA	200373AA		200377AA	200380AA	

G850L Round End Taper Long



	ISO 806...200...016		ISO 806...200...018	
ISO Ø 1/10 mm	016	018		
Head L in mm	12	12		

FG/ISO 314

ML	REF	200387AA	200388AA
F	REF	200386AA	

G850N Round End Taper Narrow



	ISO 806...199...014	
ISO Ø 1/10 mm	014	
Head L in mm	10	

FG/ISO 314

ML	REF	200389AA
----	-----	----------

G851 Round End Taper with Safe End



	ISO 806...219...012		ISO 806...219...016	
ISO Ø 1/10 mm	012	016		
Head L in mm	8	8		


FG/ISO 314

ML	REF	200390AA	200391AA
----	-----	----------	----------

G852 Needle



ISO 806...164...010



ISO 806...164...012



ISO 806...164...014



ISO 806...164...016



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016
Head L in mm	6	6	6	6

FG/ISO 314

ML	REF	200396AA	200398AA	200401AA	200403AA
F	REF		200397AA		200402AA
XF	REF		200400AA		200405AA
UF	REF		200399AA		200404AA

G853 Needle



ISO 806...164...008



ISO Ø 1/10 mm	008
Head L in mm	3.5

FG/ISO 314

ML	REF	200406AA
XF	REF	200408AA
UF	REF	200407AA

G855 Round End Taper



ISO 806...197...010



ISO 806...197...012



ISO 806...197...014



ISO 806...197...016



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016
Head L in mm	6	6	6	6

FG/ISO 314

MLX	REF			200417AA	
ML	REF	200413AA	200414AA	200416AA	200418AA

FGSS/ISO 313

ML	REF	200409AA		200411AA	200412AA
----	-----	----------	--	----------	----------

G856 Round End Taper




						
ISO Ø 1/10 mm	012	014	014	016	016	016
Head L in mm	8	8	9	7	8	9

FG/ISO 314

MLX	REF			200437AA	200440AA	200443AA	200445AA
ML	REF	200433AA	200435AA	200436AA	200439AA	200442AA	200444AA
F	REF		200434AA		200438AA	200441AA	
XF	REF						60019344

FGSS/ISO 313

ML	REF					200423AA	200425AA
----	-----	--	--	--	--	----------	----------

					
ISO Ø 1/10 mm	018	018	021	025	025
Head L in mm	8	9	9	7	8

FG/ISO 314

MLX	REF	200448AA	200451AA	200454AA	200457AA	
ML	REF	200447AA	200450AA	200453AA	200456AA	200864AA
F	REF	200446AA	200449AA	200452AA	200455AA	
XF	REF		60019345	60019346		

FGSS/ISO 313

ML	REF	200427AA				
F	REF				200432AA	

G856L Round End Taper Long



	ISO 806...199...012		ISO 806...199...014		ISO 806...199...016		ISO 806...199...018		ISO 806...199...018	
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	018					
Head L in mm	10	10	10	10	11					

FG/ISO 314

MLX	REF			200465AA	200468AA	200471AA
ML	REF	200461AA	200462AA	200464AA	200467AA	200470AA
F	REF				200466AA	200469AA

G856XL Round End Taper Extra Long



	ISO 806...200...016		ISO 806...200...018	
ISO Ø 1/10 mm	016	018		
Head L in mm	12	12		

FG/ISO 314

ML	REF	200485AA	200486AA
----	-----	----------	----------

G856N Round End Taper Long Narrow



	ISO 806...198...014		ISO 806...198...016	
ISO Ø 1/10 mm	014	016		
Head L in mm	8	8		

FG/ISO 314

MLX	REF	200477AA	
ML	REF	200476AA	200480AA

G858 Needle



	ISO 806...165...012		ISO 806...165...014		ISO 806...165...016	
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016			
Head L in mm	8	8	8			

FG/ISO 314


ML	REF	200491AA	200495AA	200499AA
F	REF	200490AA	200494AA	200498AA
XF	REF	200493AA	200497AA	
UF	REF	200492AA		

FGSS/ISO 313

ML	REF	200487AA	200488AA	
----	-----	----------	----------	--

G859 Needle



	ISO 806...166...010		ISO 806...166...012		ISO 806...166...014		ISO 806...166...014		ISO 806...166...016		ISO 806...166...018		ISO 806...166...021		ISO 806...166...024	
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	014	016	018	021	024								
Head L in mm	10	10	9	10	10	10	10	10								

FG/ISO 314

ML	REF	200503AA	200507AA		200509AA	200512AA	200514AA	200518AA	200520AA
F	REF	200502AA	200506AA		200508AA		200513AA		200519AA
XF	REF	200505AA		200930AA	200511AA		200517AA		200522AA
UF	REF	200504AA			200510AA		200516AA		200521AA

G860 Flame



	ISO 806...245...012		ISO 806...248...012		ISO 806...250...012		ISO 806...247...014	
ISO Ø 1/10 mm	012	012	012	012	014			
Head L in mm	5	6.5	10	5				

FG/ISO 314

ML	REF	200526AA	200529AA		200531AA
F	REF	200525AA			200530AA
XF	REF	200527AA			200532AA
UF	REF			60013866	

G862 Flame



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016
Head L in mm	8	8	8	8


FG/ISO 314

MLX	REF				200551AA
ML	REF	200540AA	200544AA	200548AA	200550AA
F	REF	200539AA	200543AA	200547AA	200549AA
XF	REF	200542AA	200546AA		200553AA
UF	REF	200541AA	200545AA		200552AA

FGSS/ISO 313

ML	REF	200534AA			
----	-----	----------	--	--	--

G863 Flame




ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
Head L in mm	10	10	10

FG/ISO 314

MLX	REF			200569AA
ML	REF	200560AA	200564AA	200568AA
F	REF	200559AA	200563AA	200567AA
XF	REF	200562AA		200570AA
UF	REF	200561AA		

G864 Flame




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	12

FG/ISO 314

ML	REF	200573AA
F	REF	200572AA
UF	REF	60013776

G868 Round End Taper




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	8

FG/ISO 314

ML	REF	200575AA
----	-----	----------

G873 Pointed End Taper




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	2

FG/ISO 314

ML	REF	200577AA
----	-----	----------

G874 Torpedo



	ISO 806...535...008		ISO 806...534...010		ISO 806...534...012	
ISO Ø 1/10 mm	008		010		012	
Head L in mm	3		2		2	

FG/ISO 314

ML	REF		200580AA	200583AA
XF	REF	200921AA		200584AA

G876 Torpedo



	ISO 806...287...010	
ISO Ø 1/10 mm	010	
Head L in mm	5	

FG/ISO 314

ML	REF	200585AA
-----------	-----	----------

G877 Torpedo



	ISO 806...288...010		ISO 806...288...012	
ISO Ø 1/10 mm	010		012	
Head L in mm	6		6	

FG/ISO 314

ML	REF	200590AA	200592AA
F	REF	200589AA	

FGSS/ISO 313

ML	REF	200586AA	
-----------	-----	----------	--

G877K Tapered Torpedo




	ISO 806...297...012		ISO 806...297...014		ISO 806...297...016		ISO 806...297...018		ISO 806...297...021	
ISO Ø 1/10 mm	012		014		016		018		021	
Head L in mm	6		6		6		6		6	

FG/ISO 314

MLX	REF			200606AA	200609AA	200611AA
ML	REF	200602AA	200604AA	200605AA	200608AA	200610AA

G878 Torpedo



ISO Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016
Head L in mm	8	8	8	8	8


FG/ISO 314

ML	REF		200615AA	200617AA	200619AA	200620AA
F	REF	60022500	200614AA	200616AA		
XF	REF	60022502				

FGSS/ISO 313

ML	REF		200613AA		
----	-----	--	----------	--	--

G878K Tapered Torpedo



ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021
Head L in mm	8	8	8	8	8	8

FG/ISO 314

MLX	REF			200636AA	200639AA	200642AA	200645AA
ML	REF	200631AA	200633AA	200635AA	200638AA	200641AA	200644AA
F	REF	200630AA	200632AA	200634AA	200637AA	200640AA	200643AA

FGSS/ISO 313

ML	REF	200621AA	200622AA	200623AA	200625AA	200627AA	
----	-----	----------	----------	----------	----------	----------	--

G879 Torpedo




	ISO 806...290...012			
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	
Head L in mm	10	10	10	

FG/ISO 314

MLX	REF		200654AA	
ML	REF	200651AA	200653AA	200655AA
F	REF	200650AA	200652AA	
XF	REF	60022503		

G879K Tapered Torpedo




	ISO 806...299...012					
ISO Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	
Head L in mm	10	10	10	10	10	

FG/ISO 314

MLX	REF			200668AA	200671AA	200675AA
ML	REF	200660AA	200664AA	200667AA	200670AA	200674AA
F	REF				200669AA	

G880 Round End Cylinder



	ISO 806...140...012		
ISO Ø 1/10 mm	012	014	
Head L in mm	6	6	

FG/ISO 314

MLX	REF		200684AA
ML	REF	200680AA	200683AA
F	REF	200679AA	

FGSS/ISO 313

MLX	REF		200678AA
ML	REF	200676AA	

G881 Round End Cylinder



	ISO 806...141...010				
ISO Ø 1/10 mm	010	012	014	016	
Head L in mm	8	8	8	8	


FG/ISO 314

MLX	REF			200696AA	200699AA
ML	REF	200691AA	200693AA	200695AA	200698AA
F	REF		200692AA	200694AA	200697AA
XF	REF		60022504		

FGSS/ISO 313

ML	REF	200685AA		200687AA	200689AA
----	-----	----------	--	----------	----------

G882 Round End Cylinder



ISO Ø 1/10 mm	012	014
Head L in mm	10	10

FG/ISO 314

ML	REF	200701AA	200702AA
F	REF	200700AA	

G884 Beveled Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	012
Head L in mm	6

FG/ISO 314

ML	REF	200705AA
F	REF	200704AA

G885 Beveled Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	012	014
Head L in mm	8	8

FG/ISO 314

MLX	REF		200715AA
ML	REF	200711AA	200714AA
F	REF	200710AA	200713AA

G886 Beveled Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
Head L in mm	10	10	10

FG/ISO 314

MLX	REF		200723AA	200726AA
ML	REF	200719AA	200722AA	200725AA
F	REF	200718AA	200721AA	200724AA

G886K Beveled Taper




ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	9.5

FG/ISO 314

ML	REF	200730AA
----	-----	----------

G889 Flame



ISO Ø 1/10 mm	009
Head L in mm	3.5


FG/ISO 314

ML	REF	200733AA
F	REF	200732AA
XF	REF	200734AA

FGXL/ISO 316

F	REF	200794AA
---	-----	----------

G893 Round End Taper




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	7

RA/ISO 206

ML	REF	200787AA
F	REF	200786AA
UF	REF	200788AA

G893L Round End Taper Long




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	7

RA/ISO 206

ML	REF	200790AA
F	REF	200789AA
UF	REF	200791AA

G898 Tapered Torpedo




ISO Ø 1/10 mm	016
Head L in mm	11

FG/ISO 314

ML	REF	200736AA
----	-----	----------

G899 Occlusal Reduction




ISO Ø 1/10 mm	027
Head L in mm	7

FG/ISO 314

ML	REF	200737AA
----	-----	----------

G905 Acorn



ISO Ø 1/10 mm	023	027	031
Head L in mm	2.7	2.9	3.1

FG/ISO 314

ML	REF		200742AA	200745AA
F	REF	200738AA	200741AA	200744AA

G909 Wheel



	ISO 806...068...040		ISO 806...068...045		ISO 806...068...055	
ISO Ø 1/10 mm	040		045		055	
Head L in mm	1.5		1.5		2	

FG/ISO 314

MLX	REF	200752AA	200754AA	200757AA
ML	REF	200751AA	200753AA	200756AA

G368 Bud



	ISO 806...257...014		ISO 806...257...016		ISO 806...257...018		ISO 806...257...020		ISO 806...257...023	
ISO Ø 1/10 mm	014		016		018		020		023	
Head L in mm	5		3.5		4		5		5	

FG/ISO 314

MLX	REF					200016AA
ML	REF		200005AA	200009AA	200011AA	200015AA
F	REF		200004AA		200010AA	200014AA
XF	REF		200007AA		200013AA	200018AA
UF	REF		200006AA		200012AA	200017AA

FGSS/ISO 313

ML	REF					200002AA
----	-----	--	--	--	--	----------

RA/ISO 206

ML	REF	200781AA				
F	REF	200780AA				
UF	REF	200782AA				

G368L Bud Long



ISO 806...259...014



ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	5

RA/ISO 206

ML	REF	200784AA
F	REF	200783AA
UF	REF	200785AA

G379 Egg



ISO 806...277...014



ISO 806...277...016



ISO 806...277...018



ISO 806...277...023



ISO 806...277...023



ISO Ø 1/10 mm	014	016	018	023	023
Head L in mm	3	3.5	3.5	4.2	5

FG/ISO 314

MLX	REF				200036AA	200039AA
ML	REF	200025AA	200030AA	200033AA		200038AA
F	REF	200024AA	200029AA		200034AA	200037AA
XF	REF	200026AA	200031AA			200041AA
UF	REF					200040AA


FGSS/ISO 313

ML	REF					200022AA
----	-----	--	--	--	--	----------

G390 Grenade



ISO 806...270...014



ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	3

FG/ISO 314

ML	REF	200044AA
F	REF	200043AA
XF	REF	200046AA
UF	REF	200045AA

G392 Interproximal



ISO 806...465...016



ISO 806...465...016



ISO 806...465...018



ISO 806...465...021




ISO Ø 1/10 mm	016	016	018	021
Head L in mm	6	8	8	10

FG/ISO 314

ML	REF	200048AA	200051AA	200053AA	200056AA
F	REF	200047AA	200050AA		

G6051 Cylinder




ISO 806...6051...018

ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	6

FG/ISO 314

MLX	REF	200059AA
ML	REF	200058AA

G6052 Cylinder




ISO 806...6052...018

ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	8

FG/ISO 314

MLX	REF	200061AA
ML	REF	200060AA

G6053 Cylinder




ISO 806...6053...018

ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	10

FG/ISO 314

MLX	REF	200063AA
ML	REF	200062AA

G6054 Taper




ISO 806...6054...018

ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	6

FG/ISO 314

MLX	REF	200065AA
ML	REF	200064AA

G6055 Taper




ISO 806...6055...018

ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	8

FG/ISO 314

MLX	REF	200069AA
ML	REF	200068AA

G6056 Taper




ISO 806...6056...018

ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	10

FG/ISO 314

MLX	REF	200071AA
ML	REF	200070AA


G801M Round



FG/ISO 314

F	REF	200975AA
---	-----	----------

G838M Round End Cylinder



FG/ISO 314

F	REF	200976AA
---	-----	----------


G889M Flame



FG/ISO 314

F	REF	200977AA
---	-----	----------


G856P Round End Taper with Pin



FG/ISO 314

ML	REF	215606AA	215609AA
----	-----	----------	----------

G878KP Tapered Torpedo with Pin



FG/ISO 314

ML	REF	215615AA	215618AA
F	REF	215614AA	215617AA



DIATECH® Speedster

Твердосплавные боры DIATECH Speedster предлагают идеальное сочетание мощности и точности для повседневных работ, упрощая препарирование и сокращая рабочее время.

Усовершенствованный дизайн позволил создать более долговечный, эффективный и деликатный режущий инструмент, который быстро разрезает такие материалы, как амальгама, золото, керамика, металлокерамика и эмаль.

Боры для препарирования и разрезания DIATECH Speedster LongHead предлагают знакомые по алмазным борам формы в варианте твердосплавных боров. Эти формы включают Football (379), Flat End Taper (847), и Round End Taper (856). Боры 847 и 856 с длинной рабочей части 8 мм идеально подходят для препарирования фаски и плеча, а 379 идеально подходит для окклюзионных/лингвальных корректировок.

DIATECH Speedster - мощность и точность, когда это больше всего необходимо.

DIATECH® Твердосплавные Боры

Компьютерное проектирование лежит в основе создания высокоточных твердосплавных боров. В процессах многоосевой фрезеровки реализуется тщательно продуманный дизайн, обеспечивающий превосходное качество и эффективность в работе.

DIATECH предлагает широкий спектр высококачественных прецизионных твердосплавных боров, от боров для резки металла, коронок и мостовидных протезов до операционных, хирургических и эндоскопических.

NO. НАЗВАНИЕ

SPEEDSTER

S1	Round Cross Cut	43
S2	Inverted Cone Cross Cut	43
S3	Pear Cross Cut	43
S4	Cylinder Cross Cut	43
S5	Round End Cylinder Cross Cut	44
S6	Flat End Taper Cross Cut	44
S379	Egg Cross Cut	44
S847	Flat End Taper Cross Cut	44
S856	Round End Taper Long Cross Cut	44

**БОРЫ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ,
6–8 ГРАНЕЙ**

C1	Round	45
C2	Inverted Cone	45
C7	Pear	45
C7L	Pear Long	46
C21	Cylinder	46
C21R	Round End Cylinder	46
C23	Flat End Taper	46
C23L	Flat End Taper Long	47
C23R	Round End Taper	47
C23RL	Round End Taper Long	47
C31	Cylinder Cross Cut	47
C31L	Cylinder Long Cross Cut	47
C31R	Round End Cylinder Cross Cut	48
C33	Flat End Taper Cross Cut	48
C33L	Flat End Taper Long Cross Cut	48
C207	End Cutting Cylinder	48
C245	Pear	48

**БОРЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОЛИРОВКИ,
12 ГРАНЕЙ**

C41	Round	49
C46	Flame	49
C50	Interproximal	49
C132	Side Cutting Taper	49
C133	Side Cutting Taper	49
C135	Side Cutting Taper	50
C246	Needle	50
C247	Grenade	50
C282K	Tapered Torpedo	50
C375R	Round End Taper	50
C378	Flat End Taper	50
C379	Egg	50

**БОРЫ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОЛИРОВКИ,
30 ГРАНЕЙ**


CF41	Round	51
CF135	Side Cutting Taper	51
CF246	Needle Long	51
CF375	Side Cutting Taper	51
CF379	Egg	51

**БОРЫ ДЛЯ ТОНКОЙ ПОЛИРОВКИ
С РАССЕЧЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ**

CC17	Pear Cross Cut	52
CX21R	Round End Cylinder Cross Cut	52
CX23R	Round End Taper Cross Cut	52
CC31L	Cylinder Long Cross Cut	52
CC36R	Round End Cylinder Cross Cut	53
CC36RL	Round End Cylinder Long Cross Cut	53

БОРЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭНДОДОСТУПА


CE	Endo Access Taper	53
----	-------------------	----

S1 Round Cross Cut

ISO Ø 1/10 mm	010	014	018	023
Head L in mm				
US No.	2G	4G	6G	8G

FG/ISO 314


10 pcs	5 pcs	REF	237000AA	237001AA	237002AA	237003AA
	REF	237100AA	237101AA	237102AA	237103AA	

S2 Inverted Cone Cross Cut

ISO Ø 1/10 mm	008	010	014
Head L in mm	1	1	1.4
US No.	34G	35G	37G

FG/ISO 314

10 pcs	5 pcs	REF	237004AA	237005AA	237006AA
	REF		237105AA		

S3 Pear Cross Cut


ISO Ø 1/10 mm	008	008	010
Head L in mm	2	3	2
US No.	330G	245G	331G

FG/ISO 314

10 pcs	5 pcs	REF	237007AA	237009AA	237008AA
	REF	237107AA	237109AA	237108AA	

FGSS/ISO 313

5 pcs	REF	237017AA		237018AA
-------	-----	----------	--	----------

S4 Cylinder Cross Cut

ISO Ø 1/10 mm	009	010	012
Head L in mm	4	4	4
US No.	556G	557G	558G

FG/ISO 314

10 pcs	5 pcs	REF	237010AA	237011AA	237012AA
	REF	237110AA	237111AA	237112AA	

S5 Round End Cylinder Cross Cut



ISO 500 ...137 008...



ISO 500 ...137 008...



ISO Ø 1/10 mm	010	012
Head L in mm	4	4
US No.	1557G	1558G

FG/ISO 314

10 pcs	5 pcs	REF	237013AA	237014AA
	REF	237113AA	237114AA	

FGSS/ISO 313

10 pcs	5 pcs	REF	237021AA	237022AA
	REF		237122AA	

S6 Flat End Taper Cross Cut



ISO 500 ... 168 008 ...



ISO 500 ... 168 008 ...



ISO Ø 1/10 mm	012	016
Head L in mm	4	4
US No.	701G	702G

FG/ISO 314

10 pcs	5 pcs	REF	237015AA	237016AA
	REF	237115AA	237116AA	

S379 Egg Cross Cut



ISO 500...277 008...



ISO Ø 1/10 mm	023*
Head L in mm	4
US No.	379

FG/ISO 314

5 pcs	REF	237023AA
-------	-----	----------

S847 Flat End Taper Cross Cut



ISO 500 ... 172 008...



ISO 500 ... 172 008...



ISO 500 ... 172 008...



ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
Head L in mm	8	8	8
US No.	847	847	847

FG/ISO 314

5 pcs	REF	237030AA	237031AA	237024AA
-------	-----	----------	----------	----------

S856 Round End Taper Long Cross Cut



ISO 500 ... 198 008...



ISO 500 ... 198 008...



ISO 500 ... 198 008...




ISO Ø 1/10 mm	012	014	016
Head L in mm	8	8	8
US No.	856	856	856

FG/ISO 314

5 pcs	REF	237028AA	237029AA	237026AA
-------	-----	----------	----------	----------

Боры для препарирования, 6-8 граней

C1 Round



ISO Ø 1/10 mm	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
Head L in mm										
US No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235000AA	235001AA	235002AA	235003AA	235004AA	235005AA	235006AA	235007AA	235008AA	235009AA
10 pcs	REF					235504AA					


RA/ISO 204

5 pcs	REF		235148AA	235149AA	235150AA	235151AA	235152AA	235153AA	235154AA	235179AA	235155AA
10 pcs	REF				235650AA	235651AA	235652AA	235653AA	235654AA	235679AA	235655AA

FGXL/316

1 pcs	REF		235144AA		235145AA						
-------	-----	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--

C2 Inverted Cone




ISO Ø 1/10 mm	012	014
Head L in mm	1.4	1.4
US No.	36	37

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235016AA	235017AA
-------	-----	----------	----------

C7 Pear



ISO Ø 1/10 mm	006	008	010	012
Head L in mm	2	2	2	2
US No.	329	330	331	332

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235101AA	235102AA	235103AA	235104AA
10 pcs	REF		235602AA		

▼ Конструкция из двух частей

C7L Pear Long




ISO Ø 1/10 mm	010
Head L in mm	4.5
US No.	331L

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235105AA
-------	-----	----------

C21 Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	009	010
Head L in mm	4	4.4
US No.	56	57

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235022AA	235023AA
10 pcs	REF	235522AA	

C21R Round End Cylinder




ISO Ø 1/10 mm	009	010	012
Head L in mm	4	4.4	4.5
US No.	1156	1157	1158

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235028AA	235029AA	235030AA
-------	-----	----------	----------	----------

C23 Flat End Taper




ISO Ø 1/10 mm	008	010
Head L in mm	4	4.5
US No.	168	170

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235031AA	235033AA
-------	-----	----------	----------

C23L Flat End Taper Long



ISO Ø 1/10 mm	010	012
Head L in mm	5.7	5.7
US No.	170L	171L

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235037AA	235038AA
-------	-----	----------	----------

C23R Round End Taper




ISO Ø 1/10 mm	012
Head L in mm	4.5
US No.	1171

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235041AA
-------	-----	----------

C23RL Round End Taper Long




ISO Ø 1/10 mm	010	012
Head L in mm	5.8	5.8
US No.	1170L	1171L

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235044AA	235045AA
-------	-----	----------	----------

C31 Cylinder Cross Cut




ISO Ø 1/10 mm	010	012
Head L in mm	4.5	4.5
US No.	557	558

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235059AA	235060AA
-------	-----	----------	----------

C31L Cylinder Long Cross Cut



ISO Ø 1/10 mm	009
Head L in mm	5.5
US No.	556L

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235063AA
-------	-----	----------

C31R Round End Cylinder Cross Cut



	ISO 500... 139 007...		ISO 500... 139 007...		ISO 500... 139 007...	
ISO Ø 1/10 mm	009	010	012			
Head L in mm	4	4	4.5			
US No.	1556	1557	1558			

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235066AA	235067AA	235068AA
-------	-----	----------	----------	----------

C33 Flat End Taper Cross Cut



	ISO 500 ...170 007 ...		ISO 500 ...170 007 ...		ISO 500 ...170 007 ...	
ISO Ø 1/10 mm	009	010	012			
Head L in mm	4	4	4.5			
US No.	699	700	701			

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235069AA	235070AA	235071AA
-------	-----	----------	----------	----------

C33L Flat End Taper Long Cross Cut



	ISO 500... 168 007 ...		ISO 500... 168 007 ...	
ISO Ø 1/10 mm	010	012		
Head L in mm	5.5	5.5		
US No.	700L	701L		

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235075AA	235076AA
-------	-----	----------	----------

C207 End Cutting Cylinder



	ISO 500 ... 150 001 ...	
ISO Ø 1/10 mm	010	
Head L in mm		
US No.	957	

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235021AA
-------	-----	----------

C245 Pear



	ISO 500 ... 233 006 ...	
ISO Ø 1/10 mm	008	
Head L in mm	3	
US No.	245	

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235046AA
-------	-----	----------

Боры для корректировки и предварительной полировки, 12 граней

C41 Round



	ISO 500... 001 071...		ISO 500... 001 071...
ISO Ø 1/10 mm	018	027	
Head L in mm	F	F	
US No.	7006	7009	

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235091AA	235093AA
-------	-----	----------	----------

C46 Flame



	ISO 500... 254 072...		ISO 500... 254 072...		ISO 500... 254 072...
ISO Ø 1/10 mm	014	018	023		
Head L in mm	3.5F	4F	4.5F		
US No.	7104	7106	7108		

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235094AA	235095AA	235096AA
-------	-----	----------	----------	----------

C50 Interproximal



	ISO 500... 465 072...	
ISO Ø 1/10 mm	012	
Head L in mm	4F	
US No.	7103	

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235100AA
-------	-----	----------

C132 Side Cutting Taper



	ISO 500... 181 072...	
ISO Ø 1/10 mm	009	
Head L in mm	3.5F	
US No.	7114	

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235010AA
-------	-----	----------

C133 Side Cutting Taper




	ISO 500... 217 072...	
ISO Ø 1/10 mm	010	
Head L in mm	5.5F	
US No.	7214	

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235011AA
10 pcs	REF	235511AA

▼ Конструкция из двух частей

C135 Side Cutting Taper




ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	8.5F
US No.	7714

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235012AA
-------	-----	----------

C246 Needle




ISO Ø 1/10 mm	009	010	012
Head L in mm	4F	4.5F	4.5F
US No.	7901	7902	7903

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235047AA	235048AA	235049AA
-------	-----	----------	----------	----------

C247 Grenade




ISO Ø 1/10 mm	009	010
Head L in mm	3.5F	3.5F
US No.	7801	7802

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235050AA	235051AA
-------	-----	----------	----------

C282K Tapered Torpedo




ISO Ø 1/10 mm	016
Head L in mm	8.5F
US No.	7283

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235056AA
-------	-----	----------

C375R Round End Taper




ISO Ø 1/10 mm	010	016
Head L in mm	6.5F	8F
US No.	7642	7664

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235078AA	235079AA
-------	-----	----------	----------

C378 Flat End Taper




ISO Ø 1/10 mm	014	016
Head L in mm	9.5F	9.5F
US No.	7204	7205

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235082AA	235083AA
-------	-----	----------	----------

C379 Egg



ISO Ø 1/10 mm	014	018	023
Head L in mm	3.5F	4F	4F
US No.	7404	7406	7408

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235085AA	235086AA	235087AA
-------	-----	----------	----------	----------

▼ Конструкция из двух частей

Боры для окончательной полировки, 30 граней

CF41 Round




ISO 500...001 101...

ISO Ø 1/10 mm	023
Head L in mm	XF
US No.	9008

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235138AA
-------	-----	----------

CF135 Side Cutting Taper




ISO 500...219 102...

ISO Ø 1/10 mm	014
Head L in mm	8.5XF
US No.	9714

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235126AA
-------	-----	----------

CF246 Needle Long



ISO 500...245 101...

ISO 500...245 101...

ISO Ø 1/10 mm	012	014
Head L in mm	5.5XF	5.5XF
US No.	9903	9904

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235128AA	235129AA
-------	-----	----------	----------

CF375 Side Cutting Taper



ISO 500...215 072...

ISO Ø 1/10 mm	010
Head L in mm	5.5XF
US No.	9214

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235133AA
-------	-----	----------

CF379 Egg



ISO 500...277 101...

ISO Ø 1/10 mm	018
Head L in mm	4XF
US No.	9406

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235135AA
-------	-----	----------

Боры для тонкой полировки с рассеченной режущей кромкой

CC17 Pear Cross Cut



ISO Ø 1/10 mm	010	012
Head L in mm	2	2
US No.	1931	1932

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235109AA	235110AA
-------	-----	----------	----------

CX21R Round End Cylinder Cross Cut




ISO Ø 1/10 mm	010	012
Head L in mm	4.5	4.3
US No.	2157	2158

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235140AA	235141AA
-------	-----	----------	----------

CX23R Round End Taper Cross Cut



ISO Ø 1/10 mm	010	012
Head L in mm	4.3	4.3
US No.	2170	2171

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235142AA	235143AA
-------	-----	----------	----------

CC31L Cylinder Long Cross Cut




ISO Ø 1/10 mm	012
Head L in mm	4.5
US No.	2058

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235113AA
-------	-----	----------

Боры для окончательной полировки **DIATECH**
с рассеченной режущей кромкой/
Боры для создания эндодоступа

CC36R Round End Cylinder Cross Cut



ISO Ø 1/10 mm	009	010	012
Head L in mm	4.5	4.5	4.5
US No.	1956	1957	1958

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235122AA	235123AA	235124AA
-------	-----	----------	----------	----------

CC36RL Round End Cylinder Long Cross Cut



ISO Ø 1/10 mm	012
Head L in mm	5.5
US No.	1958L

FG/ISO 314

5 pcs	REF	235125AA
-------	-----	----------

Боры для создания эндодоступа

CE Endo Access Taper



ISO Ø 1/10 mm	014	016	016
Head L in mm	8.8	10	11
US No.	152EZ	199Z	151Z

FG/ISO 314


5 pcs	REF	235177AA		
-------	-----	----------	--	--

FG/ISO 316

1 pc	REF		235186AA	235187AA
------	-----	--	----------	----------

DIATECH®

ShapeGuard



Идеальное дополнение к существующим системам алмазной полировки DIATECH.

- Адаптируется к любой поверхности
- Равномерное распределение давления за счет гибких ламелей
- Сохранение морфологии зуба



- Быстрая, легкая и интуитивно понятная обработка и полировка
- Оптимизированная система полировки
- Превосходный результат полировки до зеркального блеска

NO. НАЗВАНИЕ

НАБОРЫ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

60022152	DIATECH Zirconia Adjustment & Polishing Kit	57
250009AA	DIATECH All-Round «Ratio» Kit	58
250006AA	DIATECH Inlay & Crown Preparation Kit	59
60029906	BRILLIANT COMPONEER Preparation and Finishing Kit	60
250073AA	Professional Micro Kit	61
250080AA	CAD/CAM Preparation Kit	61

НАБОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ

250012AA	DIATECH Crown & Bridge Separation Kit	62
----------	---------------------------------------	----



НАБОРЫ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

250013AA	DIATECH «Paro» Periodontology Kit	63
----------	-----------------------------------	----

НАБОРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

60022020	ShapeGuard Zirconia Polishing Plus Kit	64
60019915	DIATECH ShapeGuard Composite Trial Pack	65
60019914	DIATECH ShapeGuard Ceramic Trial Pack	65
60022006	DIATECH ShapeGuard Zirconia Trial Pack	65

60022152 DIATECH Zirconia Adjustment & Polishing Kit



Head shape	ZR379	ZR862	ZR863
ISO Ø 1/10 mm	023	014	014
Head L in mm	5	8	10
Kit content	1	1	1
REF Refills / Grit size	60022022	60022029	60022030



Head shape	9703RA	97SG14RA	9803RA	98SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	040	140	040	140
Head L in mm	10	1.6	10	1.6
Kit content	1	1	1	1
REF Refills	230379AA	60022004	230391AA	60022005

Для диоксида циркония и высокопрочной керамики.

Боры Z-Rex используются для сепарации, контурирования и финишной обработки окклюзионных поверхностей моляров и премоляров. Остроконечное пламя особенно рекомендуется для подчеркивания фиссур.

Двухступенчатая силиконовая система полировки используется для предварительной полировки (зеленый цвет) и полировки до зеркального блеска (оранжевый цвет). В то время как конусовидные полировочные головки используются для сглаживания и полировки межзубных и труднодоступных окклюзионных областей, DIATECH ShapeGuard используется для полировки больших поверхностей. Благодаря гибким ламелям он адаптируется к любой поверхности, сохраняя морфологию зуба.

250009AA DIATECH All-Round «Ratio» Kit

selected by Dr. N. Hartmann



	ISO 806 314 001 524 010	ISO 806 314 001 524 014	ISO 806 314 001 524 016	ISO 806 314 157 524 010	ISO 806 314 234 524 010	ISO 806 314 234 524 012	ISO 806 314 288 524 012
Head shape	801	801	801	836R	830L	830L	877
ISO Ø 1/10 mm	010	014	016	010	010	012	012
Head L in mm				6	4	4	6
Kit content	1	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	200079AA	200083AA	200086AA	200239AA	200174AA	200177AA	200592AA

	ISO 806 314 289 524 012	ISO 806 314 290 524 014	ISO 806 314 171 524 018	ISO 806 314 166 524 010	ISO 806 314 166 524 014	ISO 806 314 200 524 016	ISO 806 314 250 524 012	ISO 806 314 257 524 023	ISO 806 314 166 504 010	ISO 806 314 257 504 016	ISO 806 314 257 504 023
Head shape	878	879	846	859	859	850L	863	368	859	368	368
ISO Ø 1/10 mm	012	014	018	010	014	016	012	023	010	016	023
Head L in mm	8	10	7	10	10	12	10	5	10	3.5	5
Kit content	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	200617AA	200653AA	200311AA	200503AA	200509AA	200387AA	200560AA	200015AA	200505AA	200007AA	200018AA

250006AA DIATECH Inlay & Crown Preparation Kit




	ISO 806 314 157 524 010	ISO 806 314 157 524 014	ISO 806 314 289 524 010	ISO 806 314 289 524 012	ISO 806 314 290 524 014	ISO 806 314 199 524 012
Head shape	836R	836R	878	878	879	850
ISO Ø 1/10 mm	010	014	010	012	014	012
Head L in mm	6	6	8	8	10	10
Kit content	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	200239AA	200243AA	200615AA	200617AA	200653AA	200372AA

	ISO 806 314 199 524 016	ISO 806 314 166 524 010	ISO 806 314 157 514 010	ISO 806 314 157 514 014	ISO 806 314 289 514 010	ISO 806 314 290 514 014	ISO 806 314 257 514 023	ISO 806 314 166 514 010
Head shape	850	859	836R	836R	878	879	368	859
ISO Ø 1/10 mm	016	010	010	014	010	014	023	010
Head L in mm	10	10	6	6	8	10	5	10
Kit content	1	1	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	200375AA	200503AA	200238AA	200242AA	200614AA	200652AA	200014AA	200502AA

60029906 BRILLIANT COMPONEER Preparation and Finishing Kit

by Dr. Mario Besek




	ISO 806 314 213 524 016	ISO 806 314 257 524 023	ISO 806 314 257 514 023	ISO 806 314 251 514 014	ISO 806 314 001 514 023	ISO 806 314 250 494 012	ISO 806 314 250 494 012
Head shape	898	368	368	864	801	863	860
ISO Ø 1/10 mm	016	023	023	014	023	012	012
Head L in mm	11	5	5	12		10	10
Kit content	1	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	200736AA	200015AA	200014AA	200572AA	200095AA	200561AA	60013866

	ISO 803 204 030 523 060	ISO 803 204 243 523 040	ISO 803 204 030 503 060	ISO 803 204 243 503 040
Head shape	2311RA	2303RA	2411RA	2403RA
ISO Ø 1/10 mm	060	040	060	040
Head L in mm	7.5	10	7.5	10
Kit content	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	230295AA	230293AA	230303AA	230301AA

Для контурирования и тонкой полировки реставрации COMPONEER.

250073AA Professional Micro Kit

selected by Prof. Dr. I. Krejci



	ISO 806 314 262 514 007	ISO 806 314 578 514 007	ISO 806 314 001 514 009	ISO 500 204 001 001 006
Head shape	889M	838M	801M	C1
ISO Ø 1/10 mm	007	007	009	006
Head L in mm	2.4	2.4	0.6	
Kit content	1	1	1	1
REF Refills / Grit size, Blades	200977AA	200976AA	200975AA	235148AA/ 6-8

Для малоинвазивной стоматологии.

Микроборы обладают более длинной и тонкой шейкой для безопасной и точной работы.

250080AA CAD/CAM Preparation Kit




	ISO 806 314 508 524 018	ISO 806 314 508 524 021	ISO 806 314 508 524 018	ISO 806 314 508 524 021	ISO 806 314 508 514 018	ISO 806 314 508 514 021	ISO 806 314 277 534 023
Head shape	856P	856P	878KP	878KP	878KP	878KP	379
ISO Ø 1/10 mm	018	021	018	021	018	021	023
Head L in mm	8	8	8	8	8	8	5
Kit content	1	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	215606AA	215609AA	215615AA	215618AA	215614AA	215617AA	200036AA

Для контролируемого препарирования уступа.

Separation Kits

250012AA DIATECH Crown & Bridge Separation Kit



	ISO 500 314 139 190 010	ISO 500 314 139 190 012	ISO 500 314 196 090 012	ISO 500 314 139 007 010	ISO 806 314 140 524 012
Head shape	CX21R	CX21R	CX23R	C31R	880
ISO Ø 1/10 mm	010	012	012	010	012
Head L in mm	4.5	4.3	4.3	4	6
Kit content	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size, Blades	235140AA/CX	235141AA/CX	235143AA/CX	235067AA/ 6-8	200680AA

Finishing Kits

250013AA DIATECH «Paro» Periodontology Kit




	ISO 806 206 258 524 014	ISO 806 206 258 514 014	ISO 806 206 258 494 014	ISO 806 206 267 524 014	ISO 806 206 267 514 014	ISO 806 206 267 494 014
Head shape	368	368	368	893	893	893
ISO Ø 1/10 mm	014	014	014	014	014	014
Head L in mm	5	5	5	7	7	7
Kit content	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	200781AA	200780AA	200782AA	200787AA	200786AA	200788AA

	ISO 806 206 259 524 014	ISO 806 206 259 514 014	ISO 806 206 259 494 014	ISO 806 206 268 524 014	ISO 806 206 268 514 014	ISO 806 206 268 494 014
Head shape	368L	368L	368L	893L	893L	893L
ISO Ø 1/10 mm	014	014	014	014	014	014
Head L in mm	5	5	5	7	7	7
Kit content	1	1	1	1	1	1
REF Refills / Grit size	200784AA	200783AA	200785AA	200790AA	200789AA	200791AA

Для полировки корней зуба.

60022020 ShapeGuard Zirconia Polishing Plus Kit



1



Polisher type	9703RA	9711RA	97SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140
Head L in mm	10	7.5	1.6
Kit content	1	1	1
REF Refills	230379AA	230381AA	60022004


2



Polisher type	9803RA	9811RA	98SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	040	060	140
Head L in mm	10	7.5	1.6
Kit content	1	1	1
REF Refills	230391AA	230393AA	60022005

Для полировки диоксида циркония.

60019915 ShapeGuard для композитных материалов



Двухэтапная полировочная система для любых композитных материалов. Обеспечивает быструю полировку и ослепительный блеск.

Рекомендованная скорость -
10,000 - 12,000 об/мин



Ø ISO 1/10 мм	110	140	110	140
Толщина головки мм	1,6	1,6	1,6	1,6
Маркировка	23SG11RA	23SG14RA	24SG11RA	24SG14RA

RA/ISO 204				
Артикул	60019877	60019878	60019879	60019880
Количество	5	5	5	5

60019915 ShapeGuard Composite Trial Pack				
Количество	1	1	1	1

60019914 ShapeGuard для керамики



Трехэтапная полировочная система для контурирования, полировки и придания блеска конструкциям из керамики и металла.

Рекомендованная скорость -
10,000 - 12,000 об/мин



Ø ISO 1/10 мм	140	140	140
Толщина головки мм	1,6	1,6	1,6
Маркировка	93SG14RA	94SG14RA	95SG14RA

RA/ISO 204			
Артикул	60019881	60019882	60019883
Количество	5	5	5


60019914 ShapeGuard Ceramic Trial Pack			
Количество	1	1	1

60022006 ShapeGuard для циркония



Двухэтапная полировочная система для обработки и полировки конструкций из спеченного циркония и высокопрочной керамики. Обеспечивает полировку и придание блеска.

Рекомендованная скорость - 10,000 - 12,000 об/мин



Ø ISO 1/10 мм	140	140
Толщина головки мм	1,6	1,6
Маркировка	97SG14RA	98SG14RA

RA/ISO 204		
Артикул	60022004	60022005
Количество	1	1

60022006 ShapeGuard Zirconia Trial Pack		
Количество	1	1


Полировочные головки из этих наборов можно приобрести по отдельности.

Рекомендации по использованию боров разной формы




847R-018-8-F / 847R-018-8-ML

Боры конической формы с закругленным торцом – универсальные боры для препарирования окклюзионной поверхности зуба.




885-012-8-F

Цилиндрический финишный бор с коническим торцом – подготовка и формирование маргинального края при металлокерамических реставрациях.




848R-016-10-ML

6° конический бор – удобный инструмент для конвергенции стенок для придания ретенционной формы культи.



847R-018-8-ML

алмазный бор с закругленным торцом – удобный инструмент для формирования закругленного чамфера.



801L-014-ML

Шариковый бор с длинным хвостовиком для улучшения доступа. Этот небольшой бор с шаровидной рабочей частью идеально подходит для создания доступа, например, для деликатного раскрытия полости во фронтальных зубах и премолярах. Увеличенная длина хвостовика полезна для препарирования моляров с глубокой или кальцинированной пульповой камерой.




851-016-8-ML

Бор с не режущим шаровидным торцом позволяет безопасно препарировать зуб без риска перфорации дна пульпарной камеры. Этот бор был специально разработан для удаления коронального сегмента пульповой камеры в молярах. Он обеспечивает безопасное препарирование при нарушенной структуре дентина и эмали зуба, обеспечивая точный и аккуратный доступ к устью канала.




801-018-ML

Бор был разработан для формирования доступа в пульповые камеры расположенные в боковых зубах. Этот шаровидный бор часто используется для формирования первичного доступа на молярах. Его длина короче, чем у бора 801L, так как доступ к боковым зубам обычно затруднен из-за ограничений по ширине открывания рта пациента.




C245-008

Карбидный бор с небольшой рабочей частью, разработанный для эффективного удаления пломб и коронок.




856-014-8-ML

Бор идеально подходит для формирования коронального доступа; а также для формирования доступа к пульповой камере как резцов, так и клыков. Кроме этого он удобен для удаления поднутрений в коронках клыков и при препарировании премоляров и моляров.



856-021-9-MLX


Грубодисперсный алмазный бор для редукции режущего края перед препарированием вестибулярной поверхности



834-021-6.8-ML


Создает маркировочные бороздки глубиной 0,5мм для препарирования под винир для верхней челюсти.

834-016-6.8-ML создает маркировочные борозки глубиной 0,3 мм, при подготовки под виниры для нижней челюсти.




856-014-9-ML

Грубодисперсный бор длиной 9мм идеально подходит для препарирования в межпроксимальной области.




856-025-8-ML

Сверх грубодисперсный алмазный бор с закругленным торцом для идеального и быстрого перепарирования вестибулярной поверхности.




379-023-5-XF

Этот 25-микронный алмазный бор сглаживает любые острые углы при препарировании. Он также может использоваться для финишной обработки окклюзионной / язычной поверхностей реставраций.




836R-014-6-ML

Цилиндрический бор с плоским торцом для создания геометрии апроксимальной полости и создания закругленных внутренних углов при полостях II класса.




852-016-6-XF

Конический сверх тонкодисперсный алмазный бор лучше всего подходит для тонкой полировки зон препарирования или окончательной полировки реставрации.




839-014-ML

Бор с режущим торцом способствует созданию точного, гладкого дна полости при препарировании и созданию четки контуров соприкосновения фиксируемых конструкций.



845R-025-4-F

45 микронный алмазный бор для сглаживания границ препарирования.




845R-025-4-ML

Этот бор используется для формирования дна и стенок полости для вкладок/накладок, объединение полостей, позиционирование стенок полости и создание идеального пути для введения вкладки.



379-023-5-XF

Оливовидный бор дисперсностью 25 микрон идеально подходит для скругления любых внутренних контуров препарирования, а также для финальной обработки реставрации.



836R-014-6-F

Этот цилиндрический мелкодисперсный бор обеспечивает гладкость при обработке проксимальной полости.



862-016-8-XF

Заостренная пламевидная форма 862 подходит для корректировки контуров при препарировании и финишной обработки интерпроксимального и придесневого края при окончательной обработке реставрации.




874-008-3-XF

Небольшой алмазный бор с конической заостренной рабочей частью, зернистостью 25 микрон обеспечивает доступ для точечной обработки. Используйте его для контурирования и обработки поднутрений, в поддесневых и межпроксимальных областях.




390-014-3-XF

Алмазный бор особой формы для тонкой детализации окклюзионной анатомии.



859-014-9-XF

Этот длинный, конический финишный алмазный бор используется для контурирования вестибулярной поверхности и обработки композитных и керамических реставраций.



858-012-8-XF

Этот длинный заостренный алмазный бор идеально подходит для финишной обработки. Удобен для межпроксимального и амбразурного контурирования.



379-023-5-XF

Оливовидная форма этого бора делает его идеальным для обработки окклюзионных поверхностей.



868-016-8-XF

Пламевидная форма этого бора подходит для формирования и контурирования губных и язычных/нёбных поверхностей.

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

CA**SciCan Ltd.**

1440 Don Mills Road
Toronto, Ontario, M3B 3P9 / Canada
T +1 416 445 1600
F +1 416 445 272

CH**Coltène/Whaledent AG**

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

CN**Coltène/Whaledent China Trading CO. Ltd.**

Rm. 1103/1104, Bldg. B2, Wu Dong Plaza
#9 Chegongzhuang Street, West District
Beijing 100044 / P.R. China
T +86 10 6212 3251
F +86 10 6212 3252
info.cn@coltene.com

DE**Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG**

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

ES**Coltène Iberia S.L.U.**

c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

FR**Coltène/Whaledent S.a.r.l.**

Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

FR**Micro-Mega SA**

12 rue du Tunnel
25000 Besancon / France
T +33 381 54 42 42
F +33 381 54 42 39

IN**Coltène/Whaledent Private Ltd.**

106/107, Hallmark, Vasant Oscar
L.B.S Marg, Mulund West
Mumbai 400080, Maharashtra / India
T +91 22 25923626
F +91 22 25623165
info.in@coltene.com

IT**Coltène Italia S.r.l**

c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
20832 Desio (MB) / Italy
T +39 0362 62 67 32
F +39 0362 63 25 80
info.it@coltene.com

JP**Coltène Japan LLC**

2-2-28 2nd Floor, Nishikicho
190-0022 Tachikawa Tokyo / Japan
T +81 42 595 6945
F +81 42 595 6946
info.jp@coltene.com

UK**Coltène/Whaledent Ltd.**

The President Suite
Kendal House, Burgess Hill
Victoria Way
West Sussex, RH15 9NF / UK
T +44 1444 235486
F +44 1444 870640
info.uk@coltene.com

US**Coltène/Whaledent Inc.**

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com